

CLEARTEST® Corona-Antigen

Nachweis von COVID-19 (SARS-CoV-2)

Assay Format	Chromatographischer Immunoassay
Test Type	Qualitativ
Probenmaterial	Nasopharyngeal
Auslesezeit	15 Minuten
Spezifität	99,5%
Sensitivität	96,5%
Lagertemperatur	2 - 30°C
Anwender	Geschultes, klinisches Personal

Bestellinformationen

CLEARTEST® Corona-Antigen, 10er Testpackung <i>Art.-Nr. 34531</i>	85,-
CLEARTEST® Corona-Antigen, 20er Testpackung <i>Art.-Nr. 34532</i>	158,-
CLEARTEST® Corona-Antigen, 40er Testpackung <i>Art.-Nr. 34533</i>	296,-
CLEARTEST® Corona-Antigen, 100er Testpackung <i>Art.-Nr. 34534</i>	690,-



Vorteile

- ✓ Schnelles Ergebnis (15 Minuten) - kein Folgetermin zur Besprechung der Testergebnisse erforderlich
- ✓ Einfache Handhabung - lediglich eine Stoppuhr wird benötigt
- ✓ Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen
- ✓ Test für geschultes, klinisches Personal vorgesehen

Mitgelieferte Materialien

- ✓ Testkassetten
- ✓ Sterile Abstrichtupfer
- ✓ Extraktionsröhrchen mit Extraktionspuffer **oder**
- ✓ Extraktionsröhrchen, Tropfspitzen, Puffer im Einzeldropper
- ✓ Gebrauchsanweisung